

RETURN CONNECT



LAURA ZLATE

14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM, 2 RUE DOCTEUR GOURDIN .

CR-TOP
PLATFORM 12-16 OS.PRZEMYSLOWE 5
69100 SLUBICE
POLSKA

W3 -> GW	W3-HI WA-HI	PL	666MB
EXW			

CMR


BILLING NUMBER: 2500472 REFERENCE NBR: 28778465260 WEIGHT: 0.5kg
REF: - VAS: DATE:




relais colis

REVERSE HUB H07 printed in reverse video
(white bold text in black box) on label in handling
section on right

Label ver 1.0 Webapi v2



(2L) PL69100+72000000



(J) JD00 003 0209146 000007808799

DHL PARCEL RETURN CONNECT

INSTRUCTIONS DE RETOUR



1. PRÉPARATION DE L'EMBALLAGE

Veuillez emballer votre envoi de retour dans un colis stable. L'emballage extérieur doit être solide. Plus l'envoi est lourd ou volumineux, plus l'emballage doit être serré et stable. L'emballage ne doit présenter aucun dommage visible et, si nécessaire, doit être renforcé par du ruban adhésif.

2. ETIQUETAGE

Veuillez fixer l'étiquette de retour sur le colis de manière à ce qu'elle soit clairement lisible. Veillez à ce que l'étiquette ne soit pas collée sur plusieurs côtés de l'emballage. Si vous collez l'étiquette sur l'ancien emballage, veuillez attacher la nouvelle étiquette de manière à ce que l'ancienne étiquette soit complètement recouverte.

3. COMMENT S'EFFECTUE LE RETOUR

a) Merci de déposer le colis étiqueté dans le point Colis Privé ou Relais Colis le plus proche de chez vous. Vous pouvez trouver le point relais le plus proche à l'adresse suivante: psf.dhl.com

Ou le code QR suivant:



4. REÇU

Une fois que vous aurez déposé votre colis dans l'un des ServicePoint, vous recevrez automatiquement un reçu par e-mail à l'adresse électronique fournie lors de la livraison initiale. L'e-mail contient les informations relatives au colis pour le suivi et constitue une preuve de remise.

5. SUIVRE & TRAÇER

Dès que vous avez déposé votre colis, vous pouvez le suivre en saisissant l'identifiant de votre envoi:

www.dhl.com/tracking