

RETURN CONNECT



SAMSON FUNG

85386 ECHING, PRIMELSTRASSE FUNG CONSULTING HEALTH.

CR-TUIJIAN-XIYU
OS. PRZEMYSLOWE 5.
69100 SLUBICE
POLSKA

PO -> GW ^{HI}
^{HI}

PL

666MB

EXW

CMR

BILLING NUMBER: 2500472

REFERENCE NBR: 28788238753


WEIGHT: 5.44kg

REF: -


VAS:

DATE:

Label ver 1.0 Webapi v2



(2L) PL69100+72000000



(J) JD00 003 0209146 000007915940

DHL PARCEL RETURN CONNECT

RETOURENVERSAND ANLEITUNG

1. VERPACKUNG

Bitte verpacken Sie Ihre Rücksendung in einer festen Verpackung. Die Außenverpackung muss stabil sein. Je schwerer oder sperriger die Sendung ist, desto fester und stabiler muss die Ware verpackt sein. Die Verpackung darf keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen und muss ggf. mit Klebeband verstärkt werden.

2. ETIKETTIEREN

Bitte kleben Sie das Rücksendeetikett gut lesbar auf das Paket. Achten Sie bitte darauf, dass das Etikett nicht über mehrere Seiten des Pakets geklebt wird. Wenn Sie das Etikett auf das alte Paket kleben, bringen Sie das neue Etikett bitte so an, dass das alte Etikett vollständig bedeckt ist.

3. ZURÜCKSENDEN

Sie können Ihre Sendung grundsätzlich in der Packstation, im Paketshop oder in einer Postfiliale abgeben. Es gilt immer das Höchstgewicht i.H.v. 31,5kg und die folgenden Höchstmaße:

- a) Packstation: 75 x 60 x 40 cm
- b) Paketshop: 120 x 60 x 40 cm
- c) Postfiliale: 200 x 80 x 230 cm

Die nächstgelegene Abgabemöglichkeit Ihrer Retoure finden Sie über:

psf.dhl.com

Oder über den folgenden QR-Code:



4. BESTÄTIGUNG

Sobald Sie Ihr Paket in einem Abgabeorte abgegeben haben, erhalten Sie automatisch eine Empfangsbestätigung per E-Mail, an die bei der ursprünglichen Zustellung angegebene E-Mail-Adresse. Die E-Mail enthält die Paketinformationen für die Sendungsverfolgung und ist ein Beleg für die Übergabe.

5. SENDUNGSVERFOLGUNG

Nach erfolgreicher Abgabe der Retoure, können Sie diese durch Eingabe der Sendungsnummer verfolgen:

www.dhl.com/tracking