



eRs

Deutsche Post

Retoure


eRs

EXPEDITEUR

Anda Tocan  
17 avenue Gambetta 17

94480 Ablon Sur Seine

Attention: le colis peut être ouvert d'office



**T**  
**RETOUR**  
NE PAS AFFRANCHIR



Customer reference: AC-260414-0076-1

An/To: Parceljet Technology GmbH  
Schleiferstr. 7  
59425 Unna  
DEUTSCHLAND


N° Colis: CZ 1988 9639 7 FR

DESTINATAIRE

Parceljet Technology GmbH


Schleiferstr. 7

**59425 Unna**  
**ALLEMAGNE - DE**




(2L)DE59425+99000974139007

Identcode



51.832.034528 6



SPECIFIQUE

N° de PCH: CZ2 DE594 880053 0001 000092



Preuve de Dépôt



colissimo

eRs

Colis à déposer au plus tard le 17/06/2026

**Expéditeur:**

Anda Tocan  
17 avenue Gambetta 17  
94480 Ablon Sur Seine

**Destinataire:**

Parceljet Technology GmbH  
Schleiferstr. 7  
59425 Unna  
ALLEMAGNE

**Numéro de colis:**

CZ 1988 9639 7 FR

**Import ref:**

51.832.034528 6

**Produit:**

Colissimo International ERS

**ref client:**

AC-260414-0076-1

L'étiquette Colissimo International ERS vous permet de retourner votre colis sans frais de port.

> Nos conseils d'utilisation


1. Après avoir découpé l'étiquette selon les pointillés, placez la partie supérieure **au complet** sur votre colis, de façon à ce qu'elle ne soit ni froissée, ni déchirée.
2. Pour coller l'étiquette, nous vous recommandons d'utiliser du ruban adhésif. Placez le tout autour de l'étiquette et **surtout ne mettez rien sur le code barres.**
3. Déposez votre colis dans n'importe quel Point de Contact La Poste. Afin de localiser le point le plus proche, il suffit d'utiliser le localisateur via l'url ci-dessous:

<https://localiser.laposte.fr/>

Merci d'avoir utilisé Colissimo.

Vous pouvez suivre la livraison de votre colis sur :  
[www.colissimo.fr](http://www.colissimo.fr)

**NE PAS AFFRANCHIR**



Date de dépôt

**Attention, n'oubliez pas de faire tamponner votre preuve de dépôt par le Point de Contact lors de la remise de votre colis. Conservez la précieusement.**