



Deutsche Post

Retoure




Customer reference: PO-162-03469434575991369

An/To: Parceljet Technology GmbH.
Wei Dong
Fygen-Lützenkirchen-Str. 1
50735 Köln
DEUTSCHLAND

BEZPŁATNY ZWROT ZA GRANICĘ

Nadawca/Sender:
BMucha BMucha
Mila 6 19 -
05-091 Zabki
POLSKA

Adresat/Receiver:
Parceljet Technology GmbH.
Wei Dong
Fygen-Lützenkirchen-Str. 1
50735 Köln
NIEMCY




CZ 002 338 706 PL



(2L)DE50735+99000974121001

Identcode



51.040.730337 3

**Potwierdzenie nadania dla Klienta**

Zalecana data nadania 08/07/2026

Nadawca/Sender:

BMucha BMucha
Mila 6 19 -
05-091 Zabki

Adresat/Recipient:

Parceljet Technology GmbH.
Wei Dong
Fygen-Lützenkirchen-Str. 1
50735 Köln

Numer paczki/Item Number:

CZ 002 338 706 PL

Numer importowy/Import ref:

51.040.730337 3

Usługa/Product:

Return Parcel

Numer Klienta/Customer Reference:

PO-162-03469434575991369

Instrukcja dla Klienta


Górna część tego formularza jest nalepką adresową (zawierającą informacje wykorzystywane przez Poczte Polską i zagranicznych operatorów), którą należy odciąć wzdłuż linii, a następnie bez zaginania przymocować do paczki lub umieścić w torebce foliowej otrzymanej w placówce nadawczej.

Wszystkie kody kreskowe muszą być wyraźnie widoczne, a jeżeli nie są lub nalepka nie jest mocno przymocowana, paczka może zostać nieprzyjęta w placówce pocztowej.

Dolna część tego formularza jest przeznaczona dla Państwa; należy zachować ją dla ewentualnych celów reklamacyjnych. Reklamację można zgłaszać w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu nadania paczki.

Paczki z towarami zwracanymi za granicę można nadać bezpłatnie w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.

Na opakowaniu nie powinny znajdować się inne nalepki.

**Masa paczki:****Informacja dla placówki nadawczej**

Pracownik przyjmuje bezpłatnie od Klienta paczkę, skanuje kod kreskowy, a potwierdzenie nadania wydaje Klientowi. Nalepka adresowa powinna być w dobrym stanie. Jeśli czytnik nie skanuje kodu kreskowego, można odmówić przyjęcia paczki. Przy nadaniu i skanowaniu należy posługiwać się wyłącznie 13 - znakowym numerem paczki kończącym się literami „PL” i odpowiednim kodem kreskowym znajdującym się w lewej części nalepki adresowej. Dodatkowe informacje o usłudze można uzyskać pod numerami infolinii: 801 333 444 lub 43 842 06 00.